



Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання  
Рэспублікі Беларусь

КУП «Мінаблмясамалпрам» —  
кіруючая кампанія холдынга «Мясамалпрам»  
ААТ «Маладзечанскі малочны камбінат»

222310, Маладзечна, вул. Нагорная, 7  
Т/ф: 8 (0176) 74 68 80, E-mail: [molodeia@tut.by](mailto:molodeia@tut.by)

Р/р ВУ69ВАРВ30123668700100000000 у ЦБУ № 532 у  
Маладзечна рэгіянальнай дырэцыі па Мінскай вобласці  
ААТ «Белаграпрамбанк», вул. Грамадоўская, 9,  
код ВАРВВУ2Х, УНП 600077963, АКПК 00454117

Міністэрства сельскага хозяйства  
і прадовольства Рэспублікі Беларусь

КУП «Міноблмясомолпрам» —  
управляючая кампанія холдынга «Мясомолпрам»  
ОАО «Молодечненский молочный комбинат»

222310, г. Молодечно, ул. Нагорная, 7  
Т/ф: 8 (0176) 74 68 80, E-mail: [molodeia@tut.by](mailto:molodeia@tut.by)

Р/с ВУ69ВАРВ30123668700100000000 в ЦБУ № 532 в  
г. Молодечно региональной дирекции по Минской  
области ОАО «Белагпропромбанк», ул. Громадовская, 9,  
код ВАРВВУ2Х, УНН 600077963, ОКПО 00454117

Отзыв о работе на экспресс тесты для определение остаточных количеств антибиотиков бета-лактамов, тетрациклинов, стрептомицинов, хлорамфеникола в молоке, при помощи тест-полосок Pioneer Meizeng Bio-Teh (4в1) (Китай)

Проработав с тестами Pioneer Meizeng Bio-Teh (4в1) (Китай) ОАО «Молодечненский молочный комбинат», можем дать только положительный отзыв :

1. Тесты прекрасно работают на молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, восстановленное сухое молоко
2. Общее время проведения анализа не превышает 10 минут, могут работать как с инкубатором так и без него.
3. Пределы обнаружения : пенициллин 1,5-2 мкг/кг  
тетрациклин 7-10 мкг/кг  
хлорамфеникол – 0,3 мкг/кг  
стрептомицин – 50 мкг/кг

Что соответствует пределам обнаружения СанПиН и ТР ТС 033/2013

4. Методика имеет Свидетельство об аттестации № 2566/130-РА.RU.311703-2018, выдано ФБУ «Ростест-Москва» РФ

5. Имеется подтверждение того что тесты соответствуют ГОСТ 32219-2013

6. В комплект набора входят стандарты (негатив , позитив)

7. Методика обнаружения остаточных количеств антибиотиков в молоке при помощи тест-полосок Pioneer Meizeng Bio-Teh (4в1) (Китай) зарегистрированы на территории ЕАЭС (РФ) и имеют Свидетельство об аттестации № 2566/130-РА.RU.311703-2018, выдано ФБУ «Ростест-Москва» РФ, что подтверждает заявленные метрологические характеристики, внесены в реестр средств измерений РФ, имеют такую же силу как и ГОСТ 32219-2013 на территории Таможенного Союза

8. Считывающее устройство для чтения результатов полученных при работе с тест-полосками Pioneer Meizeng Bio-Teh (4в1) (Китай) имеет декларацию соответствия требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011, и требованиям Технического

регламента таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/201 (регистрационный номер KZ.И.09.0204)

9. Имеются валидационные отчеты

Экспресс тесты для определение остаточных количеств антибиотиков бета-лактамов, тетрациклинов, стрептомицинов, хлорамфеникола в молоке, при помощи тест-полосок Pioneer Meizeng Bio-Teh (4в1) (Китай) . всегда поставляются в срок, с сертификатами соответствия, соответствующей документацией.

За время работы с тестами было установлено, что они справляется с поставленными перед ними задачами, соответствуют заявленным пределам обнаружения остаточных количеств антибиотиков.

Начальник лаборатории



Н.М. Улизко

